

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

4BONE™ RSB RESORBABLE COLLAGEN BARRIER MEMBRANE

VORGESEHENER EINSATZ:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane ist biosorbierbares, implantierbares Kollagenmaterial, das für den Einsatz in der periodontalen und/oder dentalen chirurgischen Eingriffen als Einzeleinzelmaterial im Bereich periodontaler Defekte, von Zahnimplantaten, Knochendefekten oder der Kammrekonstruktion gedacht ist, um die Wundheilung nach dem Eingriff zu unterstützen.

BESCHREIBUNG:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane ist eine weiche, nicht brüchige Membran-Matrix. Sie besteht aus hochreinem Kollagenfasern Typ I, die aus der Achillessehne von Rindern gewonnen werden. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane ist resorbierbar, so dass ein normalerweise erforderlicher zweiter chirurgischer Eingriff nicht mehr nötig ist, um eine nicht resorbierbare Membran zu entfernen. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane hat eine Morphologie dichterer Fasern für mechanische Stabilität und eine Porosität, die mit der Anwendung von Narkosemitteln zusammenhängen. Ein paar Tage lang können leichte Beschwerden auftreten. Diese Porosität verzögert effektiv das Epithelwachstum und vermeidet eine Migration von Bindegewebszellen aus dem Zahnhals in die Wunde. Die semipermiabilen Eigenschaften der Membran erlauben den Austausch wesentlicher Nährstoffe für die Wundheilung. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane wird in sterilem Zustand geliefert, ist nicht pyrogen und nur zum einmaligen Einsatz bestimmt.

DARREICHUNG:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane ist in einer doppelt sterilen Tasche verpackt. Die äußere Tasche sollte vorsichtig geöffnet werden, um ein steriles Feld gelöst werden kann. Die Membran sollte mit sterilen Handschuhen oder Instrumenten der inneren Tasche entnommen werden. Der Periodontal- oder Knochendefekt ist durch einen Mundschleimhautlappen exponiert und es werden chirurgische Eingriffe durchgeführt (z.B. Krieglage). Der Kliniker sollte eine sorgfältige Wundschneidung vornehmen und die Versorgung des Defekts gut planen. Raumschneidende Material wie autologer Knochen, eine demineralisierte Knochenmatrix oder Keramikmaterialien können zum Füllen des Defekts verwendet werden. Es sollte so viel Gewebe wie möglich für den Primärverschluss der Wunde und zur richtigen Positionierung der Lappen entfernt werden. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane kann entweder trocken oder hydratisiert eingesetzt werden. Wenn der Kliniker die Handeigenschaften hydratisierten Kollagens bevorzugt, kann die Membran in sterilem Wasser oder in Salzlösung etwa fünf Minuten lang vor dem letztendlichen Einsetzen hydratisiert werden. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane kann im trockenen oder nassen Zustand mit einer scharfen, sterilen Schere entsprechend Größe und Form des Defekts zugeschnitten werden. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane sollte die Wände des Defekts um mindestens 2mm überlappen, um vollständigen Knochenkontakt zu ermöglichen und eine Invasion von Bindegewebe unter das Material zu vermeiden. Die Befestigung der Membran sollte indiziert werden, um eine Verlagerung aufgrund von Belastung oder Mobilisierung zu vermeiden. Die Membran kann an Ort und Stelle mit absorbierbaren Nähten und einer nicht schneidenden Nadel vernäht werden. Resorbierbare Seile können ebenfalls zum Befestigen der Membran verwendet werden. Der Mundschleimhautlappen ist über der Kollagenmembran vernäht. Die Wunde sollte vollständig geschlossen werden, um eine beschleunigte Resorption aufgrund von Membranexposition zu vermeiden.

POSTOPERATIVE EINGRIFFE:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane ist vollständig resorbierbar und sollte nicht entfernt werden. Patienten sollten den Mund mit einem antimikrobiellen Mittel wie etwa Chlorhexidin zweimal täglich bis Wochen nach der Operation ausspülen. Ab etwa 24 Stunden nach der Operation sollte die Wundstelle zusätzlich mit einem in das antimikrobielle Mittel eingetunkten Spatel mit Baumwollspitze abgetupft werden. Der Patient sollte es unterlassen, den behandelten Bereich in den zwei Wochen nach der Operation zu bürsten. Nach diesem Zeitraum kann der Patient angewiesen werden, den Bereich mit einer weichen Zahnbürste sanft zu bürsten. Zahnschmerz sollte nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der Operation verwendet werden. Koronale Angleichung und Prophylaxe können sofern indiziert, bei Folgebesuchen durchgeführt werden. Der Patient sollte sieben bis zehn Tage nach der Operation zur Wundbehandlung und zum Entfernen von Verschleißartikeln in die Praxis kommen. Diese Folgebesuche sollten danach alle zwei Wochen bis zu acht Wochen nach der Operation wiederholt werden. Der Patient kann zur normalen Mundhygienoroutine zurückkehren. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane sollte 26 bis 38 Wochen nach der Operation vollständig resorbiert sein. Eine Sonderung und Angleichung unter dem Zahnhals sollte nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach der Operation durchgeführt werden, um Schäden an unremem Gewebe zu vermeiden. Andere Beurteilungen der klinischen Gesundheit können wiederholt werden. Dazu gehören Zahnbelag, Blutungen und Zahnbeweglichkeitsindizes.

GEGENANZEIGEN:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane ist nicht geeignet für Patienten, die an Folgendem leiden: • akuten Infektionen oder Kontaminationen Wunden in der Mundhöhle • bekannten Allergien gegen Kollagen oder tierische Produkte vom Rind • klinisch signifikante Nieren-, Leber- und Herzerkrankungen sowie endokrine, hämatologische, autoimmune oder systemische Krankheiten, die nach Beurteilung des Arztes die sichere Implantation oder wahrscheinliche Heilung verhindern.

WARNUNG:

Kliniker sollten ihre Patienten mit besonderer Sorgfalt bei bekannten Allergien gegen Kollagen oder tierische Produkte vom Rind befragen. Beim Einsatz von anderen bovines Kollagen-basierten Produkten sind Überempfindlichkeitsreaktionen beobachtet worden. Daher besteht die Möglichkeit einer örtlichen Sensibilisierung gegen 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane.

SICHERHEITSHINWEISE:

Wie bei allen chirurgischen Eingriffen sollte Vorsicht walten, wenn medizinisch gefährdete Patienten wie Patienten, die eine langfristige Steroidtherapie erhalten oder derzeit gerinnungshemmende Mittel einnehmen, behandelt werden. Patienten mit klinisch signifikanten systemischen Krankheiten, die eine Vorgesichte mit anaphylaktischen Reaktionen, Autoimmunkrankheiten, unkontrollierter Diabetes oder schwerem Bluthochdruck aufweisen, wurde die Membran bisher nicht implantiert. Daher ist die Sicherheit der und die Effektivität bei diesen Patienten noch nicht bestimmt worden. Sie ist auch noch nicht bei schwangeren Frauen, Kindern und/oder Patienten mit gesundheitlichen Vorbelastungen wie extrem schwerwiegenden Defekten mit wenig Wurzelhalt oder Knochen evaluiert worden. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane kann nicht erneut sterilisiert werden. Geöffnete, nicht verwendete Abschnitte der 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane müssen entsorgt werden. Die In-vivo-Stabilität kann durch eine erneute Sterilisation nachteilig beeinflusst werden. Die Wiederverwendung kann zu einer Kreuzkontamination und Infektion führen. Nicht verwenden, wenn die Sterilitätsbarriere oder Verpackung des Produkts beeinträchtigt ist.

UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN:

Mögliche Komplikationen können bei jeder Zahnoperation auftreten. Dazu gehören Infektionen, Schwellung des Gewebes im Mund, Wärmepain, Rötlichkeit, Rückgang des Zahnfleisches, übermäßiges Zahnfleischschließen, Gewebeschwund beim Knochenaufbau oder Ankylose, Hörschwerhörigkeit, Schmerzen oder Komplikationen, die mit der Anwendung von Narkosemitteln zusammenhängen. Ein paar Tage lang können leichte Beschwerden auftreten.

SICHERHEIT:

Das Produkt wird aus der Achillessehne von Rindern gewonnen, welche nach den Richtlinien der WHO (Weltgesundheitsorganisation) als Material klassifiziert wurde, das keine feststellbare Infektionsrisiko für Spongiforme Hirndenzephalopathie (BSE) besitzt. Die Rinderschne ist bekannt als eine der ergiebigsten Quellen für Typ I Kollagen, das handelsüblich verfügbar ist. Die Herstellung des Produktes erfüllt sowohl die Anforderung der Europäischen Normen, als auch internationale Standards für die Beschaffung von Tiergewebe, das Handling und die Inaktivierung von BSE-Erregern. Dieser Prozess umfasst die Inaktivierung mit Natriumhydroxid, einer anerkannten Methode zur Inaktivierung von BSE-Erregern. Für den Herstellungsprozess des Produkts wurde durch ein unabhängiges Labor eine Studie zur Virusinaktivierung durchgeführt. In dieser Studie wurden entscheidende Herstellungsschritte auf ihre Fähigkeit zur Inaktivierung folgender Virusarten untersucht: Bovine Virusdiarrhoe (einschließlich Viren) und Schweine-Parvovirus (nicht eingeschlagene Viren). Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass jeder der evaluierten Herstellungsschritte, einschließlich der Behandlung mit Natriumhydroxid, diese Viren wirksam inaktiviert.

LAGERUNG:

Das Produkt muss bei Raumtemperatur gelagert werden. Starke Hitze und Feuchtigkeit vermeiden.

LIEFERUNG:

- Eine (1) Membran pro Packung
- RSB 15mm x 20mm
- RSB 20mm x 30mm
- RSB 30mm x 40mm

ACHTUNG:

Nach den bundesgesetzlichen Bestimmungen der USA darf dieses Gerät nur von oder im Auftrag eines Arztes oder Zahnarztes verkauft werden.

Symbole auf dem Etikett:

	Nicht verwenden, wenn die Sterilitätsbarriere oder Verpackung des Produkts beeinträchtigt ist.		Chargennummer
	Verwendbar bis		Nur auf ärztliche Verschreibung
	Nicht wiederverwendbar		Katalognummer
	Siehe Gebrauchsanweisung		Temperaturbegrenzung
	Sterilisationsverfahren mittels Bestrahlung		Das Produkt entspricht den Bestimmungen nach Richtlinie 93/42/EEC für medizinisches Gerät

FR MODE D'EMPLOI

4BONE™ RSB RESORBABLE COLLAGEN BARRIER MEMBRANE

UTILISATION VISIBLE :

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane est un matériau de collagène implantable et résorbable, conçu pour être utilisé lors d'interventions de chirurgie dentaire et/ou parodontique comme matériau à mettre en place dans la zone des défauts parodontiques, de l'implant dentaire, du défaut osseux ou de la reconstruction de crête afin de faciliter la guérison de la plaie après l'intervention.

DESCRIPTION :

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane est un matériau de collagène non filaire, de couleur blanche, fabriquée à partir de fibres de collagène de type I hautement purifiées provenant de tendon d'Achille d'origine bovine. Cette 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane est résorbable, ce qui évite une deuxième intervention chirurgicale habituellement nécessaire pour retirer une membrane non résorbable. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane possède une morphologie de fibres orientées et denses confiant une résistance mécanique. Des études de perméabilité macromoléculaire ont montré que la membrane est perméable aux macromolécules. Sa porosité est telle qu'elle retarde efficacement la décroissance épithéliale et empêche la migration des cellules du tissu conjonctif gingival au siège de la plaie. Les propriétés semiperméables de la membrane permettent l'échange des nutriments indispensables à la guérison de la plaie. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane est fournie stérile, est aseptique et est destinée à un usage unique.

ADMINISTRATION :

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane est emballée dans un double sachet stérile. Le sachet externe doit être ouvert avec soin, en permettant de placer la sachet interne dans un champ stérile. La membrane doit être sortie du sachet interne en utilisant des gants ou des instruments stériles. Le défaut parodontique ou le défaut osseux est exposé par un lambeau de fibre-musculaire et les procédures chirurgicales de base sont réalisées (p. ex. curetage). Le clinicien doit effectuer un débordement complet et un bon curetage du ciment radiculaire du défaut. Un matériau de comblement de l'os peut être utilisé pour combler le défaut. Préserver autant de tissu que possible pour permettre la fermeture primaire de la plaie et le bon positionnement des lambeaux. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane peut être mise en place sèche ou hydratisée. Si le clinicien préfère les caractéristiques de manipulation du collagène hydraté, la membrane peut être hydratée dans de l'eau ou du sérum physiologique stérile pendant environ cinq minutes avant la mise en place définitive. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane peut être recoupée à la taille et la forme du défaut, à l'état sec ou hydraté, en utilisant des ciseaux aseptiques stériles. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane doit couvrir les parois du défaut, sur environ 2mm pour permettre un contact osseux complet et empêcher l'invasion de tissu conjonctif gingival au-dessous du matériau. Une fixation de la membrane peut être indiquée pour empêcher son déplacement par mise en charge ou mobilisation. La membrane peut être suturée avec des sutures résorbables et d'une aiguille non tranchante. Des suturements résorbables peuvent également être utilisés pour fixer la membrane. Le lambeau de fibre-musculaire est suturé au-dessus de la membrane de collagène et la plaie doit être fermée complètement pour éviter une résorption accélérée due à l'exposition de la membrane.

MODALITÉS POSTOPÉRATOIRES :

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane est totalement résorbable et ne doit pas être enlevée. Les patients doivent se rincer la bouche avec une solution antimicrobienne, comme du gluconate de chlorhexidine (Perioxyl), deux fois par jour pendant les quatre semaines qui suivent l'intervention. En commençant 24 heures après l'intervention, le siège de la plaie peut être nettoyé par alicous avec un porte-coton trempé dans la solution antimicrobienne. Le patient doit s'abstenir de brosser la région traitée pendant les deux semaines suivant l'intervention. Après cette période, on peut prescrire au patient de brosser délicatement la zone avec une brosse à dents à soies souples. Le fil dentaire ne doit pas être utilisé avant quatre semaines après l'intervention. Un détartrage coronaire et un traitement prophylactique doivent être effectués au plus tard deux semaines après l'intervention. Le patient doit se faire examiner par son dentiste ou son chirurgien dentiste à l'issue de la procédure. Le patient doit être revu sept à dix jours après l'intervention afin d'évaluer la plaie et de retirer les suturements ou l'enfouissement parodontique. Ces visites de suivi doivent être répétées toutes les deux semaines par la suite, jusqu'à huit semaines après l'intervention. Le patient peut reprendre des habitudes normales d'hygiène bucco-dentaire. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane est complètement résorbée 26 à 38 semaines après l'intervention. Cependant, ne pas effectuer de sondage ou de détartrage sous-gingival avant six mois après l'intervention pour éviter d'endommager les tissus immatures. Les autres examens de la santé clinique peuvent être répétés, notamment les indices de plaque, de saignement et de mobilité dentaire.

CONTRE-INDICATIONS:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane est contre-indiquée dans les cas suivants : • infections aiguës ou plaie contaminée dans la cavité buccale • allergie connue au collagène d'origine animale ou à d'autres produits d'origine bovine • maladie rénale, hépatique, cardiaque, endocrinienne, hématologique, auto-immune ou systémique, significative au plan clinique qui, selon l'opinion du chirurgien, empêchera une implantation sans danger ou une guérison probable.

AVERTISSEMENT :

Le clinicien doit bien s'assurer à l'avance que le patient n'a pas d'allergies connues au collagène ou aux produits d'origine bovine. Des réactions chypseno-choyennes ont été rapportées à l'utilisation d'asse produits de collagène d'origine bovine, il est possible qu'un patient développant une sensibilité locale à la 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane.

PRÉCAUTIONS :

Comme pour toutes les interventions chirurgicales, la prudence est de rigueur avec les patients fragilisés sur le plan médical, comme ceux qui reçoivent un traitement à long terme par des stéroïdes ou prennent actuellement des anticoagulants. La membrane n'a pas été implantée chez les patients qui présentent des maladies systémiques significatives au plan clinique, révélateurs d'antécédents de réaction anaphylactique, de maladies auto-immunes, de diabète non maîtrisé ou d'hyperlipémie grave. Par conséquent, l'innocuité et l'efficacité n'ont pas été déterminées chez ces patients. La membrane n'a pas non plus été évaluée chez les femmes enceintes, les enfants et/ou les patients qui présentent des affections impliquant des défauts extrêmement graves, avec peu de desmodontie ou d'os. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane ne doit pas être réutilisée. Un sachet de 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane ouvert et inutilisé doit être jeté. La stabilité in vivo peut être affectée de manière défavorable en cas de résterilisation. Risque de contamination croisée et d'infection en cas de réutilisation. Ne pas utiliser si la protection de la stérilité du produit ou son emballage est endommagé.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES :

Les complications éventuelles pouvant survenir après l'implantation de la membrane de collagène sont notamment : infection, erthème, douleur, sensibilité thermique, saignement gingival, saignement gingival excessif, kératinisation du lambeau, résorption ou ankylose, avec perte de hauteur de l'os de la crête, douleurs ou complications associées à l'utilisation de l'anesthésie. Une gêne légère peut être ressentie pendant quelques jours.

SÉCURITÉ :

Le produit est fabriqué à partir de tendon d'Achille d'origine bovine, qui est classé comme un tissu sans pouvoir infectant détectable pour l'encéphalopathie spongiforme bovine - BSE (directives de l'Organisation mondiale de la Santé). Le tendon d'origine bovine est connu pour être l'une des sources les plus riches en collagène de type I commercialisées. Le procédé de fabrication du produit répond aux Normes européennes en matière de Normes internationales pour l'approvisionnement en tissu animal, sa manipulation et l'inactivation des pathogènes de l'encéphalopathie spongiforme. Ce procédé suppose un traitement à l'hydroxyde de sodium, une méthode reconnue d'inactivation des pathogènes de l'encéphalopathie spongiforme. Une étude d'inactivation virale pour le procédé de fabrication du produit a été menée par un laboratoire indépendant. Dans cette étude, des étapes de la fabrication ont été évaluées pour leur capacité à inactiver le virus de la diarrhée bovine (virus enveloppé) et le parvo-virus porcine (virus non-enveloppé). Les résultats de l'étude montrent que chacune des étapes de fabrication évaluées, y compris le traitement à l'hydroxyde de sodium, sont efficaces pour inactiver ces virus.

STOCKAGE :

Le produit doit être stocké à température ambiante. Éviter toute température ou hygrométrie excessive.

CONDITIONNEMENT :

- Une (1) membrane par paquet
- RSB 15mm x 20mm
- RSB 20mm x 30mm
- RSB 30mm x 40mm

MISE EN GARDE :

Aux États-Unis, la loi fédérale limite la vente de ce dispositif aux chirurgiens-dentistes ou médecins, ou sur prescription médicale.

Symboles d'étiquetage :

	Ne pas utiliser si la protection de la stérilité du produit ou son emballage est endommagé.		Numéro de la lot
	À utiliser avant le		Uniquement sur ordonnance
	Ne pas réutiliser		Référence catalogue
	Consulter le mode d'emploi		Limite de température
	Méthode de stérilisation : par irradiation		Le produit est conforme aux exigences de la directive 93/42/EEC applicable aux dispositifs médicaux



EN INSTRUCTIONS FOR USE

4BONE™ RSB RESORBABLE COLLAGEN BARRIER MEMBRANE

INTENDED USE:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane is a bioresorbable, implantable collagen material that is intended for use in periodontal and/or dental surgery procedures as a material for placement in the area of periodontal defects, dental implant, bone defect or ridge reconstruction to aid in wound healing post surgery.

DESCRIPTION:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane is a white, nonfibrillar membrane matrix engineered from highly purified type I collagen fibers derived from bovine Achilles tendon. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane is resorbable which eliminates the need for a second surgical procedure that is normally required to remove a non-resorbable membrane. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane has a morphology of dense oriented fibers for mechanical strength. Macromolecular permeation studies have shown that the membrane is permeable to most nutrients. Its porosity is such that it effectively retards epithelial down growth and prevents gingival connective cell migration into the wound site. The semi-permeability properties of the membrane permit the exchange of essential nutrients for wound healing. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane is supplied sterile, non-pyrogenic and for single use only.

ADMINISTRATION:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane is packaged in a double sterile pouch. The outer pouch should be opened carefully, allowing the inner pouch to be placed onto a sterile field. The membrane should be removed from the inner pouch with sterile gloves or instruments. The periodontal defect or bone defect is exposed by a mucoperiosteal flap and basic surgical procedures are performed (e.g. curettage). The clinician should perform thorough debridement and good planning of the defect. Space-making material such as autologous bone, demineralized bone matrix or ceramic materials may be used to fill the defect. As much tissue as possible should be preserved to allow for primary closure of the wound and correct positioning of the flaps. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane can be placed either dry or hydrated. If the clinician prefers the handling characteristics of the hydrated membrane, the membrane should be soaked in sterile saline solution for approximately five minutes prior to the final placement. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane can be trimmed to the size and shape of the defect in the dry or wet state using sharp, sterile scissors. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane should overlap the walls of the defect by at least 2mm to allow complete bone contact and to prevent gingival connective tissue invasion below the material. Fixation of the membrane may be indicated to avoid displacement due to loading or mobilization. The membrane can be sutured in place using absorbable sutures and a non-cutting needle. Resorbable tacks can also be used to affix the membrane. The membrane should be secured to the underlying bone and the wound should be closed completely to avoid accelerated resorption due to membrane exposure.

POST-OPERATIVE PROCEDURES:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane is completely resorbable and should not be removed. Patients should rinse with an antimicrobial agent such as chlorhexidine gluconate (Peridex) twice daily for four weeks following surgery. Beginning 24 hours after surgery, the wound site may be additionally swabbed with a cotton-tipped applicator dipped in the antimicrobial agent. The patient should refrain from brushing the treated area for two weeks following the surgery. After this period, the patient may be instructed to gently brush the area with a soft toothbrush. Dental floss should not be used prior to four weeks following surgery. Coronal scaling and prophylaxis can be performed at intervals indicated by the dentist. The patient should return ten days following surgery for wound evaluation and removal of any closing sutures or periodontal packing. These follow-up visits should be repeated every two weeks thereafter, up to eight weeks following surgery. The patient may return to normal oral hygiene routine. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane should be completely resorbed 26 to 38 weeks following surgery. However, probing and radiographic scaling should not be performed prior to six months following surgery to prevent damage to immature tissues. Other assessments of clinical health may be repeated, including plaque, bleeding and tooth mobility indices.

CONTRAINDICATIONS:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane is contraindicated in patients who have:

- acute infections or contaminated wound in the oral cavity
- known allergy to collagen of animal origin or other bovine-derived products
- clinically significant renal, hepatic, cardiac, endocrine, hematologic, autoimmune or systemic disease, which in the physician's judgment, will prevent safe implantation or likely healing.

WARNING:

Clinicians should use care in screening their patients for any known allergies to collagen or bovine-derived products. Hypersensitivity reactions have been noted with the use of other products containing bovine collagen; therefore, the possibility exists of developing a local sensitivity response to 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane.

PRECAUTIONS:

As with all surgical procedures, caution should be exercised when treating medically compromised patients such as patients receiving long-term chemotherapy or currently taking immunosuppressive therapy. Patients with significant systemic diseases, including a history of anaphylactic reactions, autoimmune diseases, uncontrolled diabetes or severe hypertension have not been implanted with the membrane; therefore, the safety and effectiveness for those

patients have not been determined. Nor has it been evaluated in pregnant women, children and/or in patients with conditions involving extremely severe defects with little periodontium or bone. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane cannot be resterilized. Open, unused 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane must be discarded. In vivo stability may be adversely affected if re-sterilized. Cross-contamination and infection may occur if re-used. Do not use if the product sterilization barrier or its packaging is compromised.

ADVERSE REACTIONS:

Possible complications that can occur with any dental surgery include infection, swelling of the intraoral tissue, thermal sensitivity, gingival recession, excessive gingival bleeding, flap sloughing, resorption or ankylosis, with loss of crestal bone height, pain, or complications associated with the use of anesthesia. Minor discomfort may occur for a few days.

SAFETY:

The product is manufactured from bovine Achilles tendon, which is classified as tissues with no detected infectivity for Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). The bovine tendon is known to be one of the richest sources of type I collagen that is commercially available. The manufacturing process for the product meets European Standards and International Standards for animal tissue sourcing, handling and inactivation of Spongiform Encephalopathy (SE) pathogens. This process involves a treatment with sodium hydroxide that is a recognized method of inactivation of SE pathogens. A viral inactivation study for the product's manufacturing process was conducted by an independent laboratory. In this study key manufacturing steps were evaluated for their ability to inactivate the following viral strains: Bovine Viral Diarrhea (enveloped virus) and Porcine Parvovirus (non-enveloped virus). The study results showed that each of the manufacturing steps evaluated, including the sodium hydroxide treatment, is effective in inactivating these viruses.

STORAGE:

The product should be stored at room temperature. Avoid excessive heat and humidity.

HOW SUPPLIED:

One (1) RSB membrane per sterile package

- RSB 15mm x 20mm
- RSB 20mm x 30mm
- RSB 30mm x 40mm

CAUTION

Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or dentist.

IT INSTRUZIONI PER L'USO

4BONE™ RSB RESORBABLE COLLAGEN BARRIER MEMBRANE

UTILIZZO PREVISTO:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane è un materiale collagenico bioassorbibile ed impiantabile indicato per l'uso negli interventi di chirurgia periodontale e/o dentale quale materiale da disporre nell'area del difetto periodontale, osseo o di ricostruzione della cresta per contribuire alla guarigione delle ferite in fase post-operatoria.

DESCRIZIONE:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane La membrana collagenica riassorbibile è una matrice di membrana bianca, non friabile realizzata a base di fibre di collagene altamente purificate di tipo I estratto da tendine di Achille di origine bovina. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane è riassorbibile ed elimina il bisogno di un secondo intervento chirurgico di norma necessario per rimuovere la membrana non riassorbibile. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane presenta morfologicamente una serie di fibre a trama densa e orientata per conferire resistenza meccanica. Studi di permeazione macromolecolare dimostrano che la membrana è permeabile alle macromolecole. La sua porosità è tale da ritardare efficacemente la crescita epiteliale verso il basso e impedire la migrazione delle cellule connettivali della gengiva nel sito della ferita. Le proprietà di semipermeabilità della membrana permettono lo scambio dei nutrienti essenziali per la guarigione delle ferite. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane viene fornito sterile, asettico ed è esclusivamente monouso.

TECNICA D'IMPIANTO:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane è confezionata in una doppia sacca sterile. La sacca esterna deve essere aperta con cautela per posizionare la sacca interna su un campo sterile. La membrana deve essere rimossa dalla sacca interna con guanti o strumenti sterili. Dopo aver esposto il difetto periodontale od osseo mediante un lembo mucoperiosteale, eseguire le procedure chirurgiche fondamentali (ad es. raschiamento). Sarà cura del medico effettuare uno sgrigliamento approfondito ed una buona ablazione del tessuto del difetto. Il materiale che delimita lo spazio quale l'osso autologo, la matrice ossea demineralizzata e i materiali ceramici possono essere utilizzati per riempire il difetto. Preservare quanto più tessuto è possibile per consentire la chiusura primaria della ferita e il corretto posizionamento dei lembi. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane può essere applicata secca o idratata. Se il medico preferisce la pratica comune specifica per il collagene idratato, potrà idratare la membrana in acqua sterile o soluzione fisiologica per circa cinque minuti prima del posizionamento finale. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane può essere tagliata a misura e della forma del difetto sia secca, sia bagnata utilizzando forbici affilate e sterili. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane deve sovrapporsi alle pareti del difetto per almeno 2mm per consentire il contatto completo con l'osso e impedire al connettivo gengivale di invadere in basso il materiale. La fissazione della membrana può essere opportunata per i vari casi. La membrana deve essere fissata su un campo sterile. La membrana deve essere fissata con suture assorbibili e un ago non tagliante. Per fissare la membrana si possono usare anche piri riassorbibili. Dopo aver suturato il lembo mucoperiosteale sopra la membrana di collagene, la ferita sarà completamente chiusa per evitare un assorbimento accelerato dovuto all'esposizione della membrana.

PROCEDURE POST-OPERATORIE:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane è completamente riassorbibile e non va rimossa. I pazienti debbono eseguire degli sciacqui con un agente antimicrobico quale la clorexidina-gluconato (Peridex) due volte al giorno per le quattro settimane susseguenti all'intervento. Trascorse 24 ore dall'intervento, la ferita può essere ulteriormente medicata con un applicatore con punta ovaleta intinto in un agente antimicrobico. Il paziente si astenga dallo spazzolino fino a quando non gli sia dato il permesso di farlo. Il paziente deve evitare di lavare la bocca con un spazzolino delicatamente l'area con uno spazzolino morbido. Non utilizzare il filo interdentale prima che siano trascorse quattro settimane dall'intervento. La rimozione del tartaro dalle corone e la profilassi devono comunque essere eseguite durante le visite di follow-up, se indicato. È necessario invitare il paziente da sette a dieci giorni dopo l'intervento per valutare lo stato della ferita e rimuovere le suture. Il primo controllo deve essere effettuato entro quattro settimane di follow-up devono ripetersi in seguito ogni due settimane, e fino a otto settimane dopo l'intervento. Il paziente potrà quindi tornare alla normale routine di igiene orale. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane si assorbe completamente entro 26 - 38 settimane. Tuttavia, il paziente deve evitare di eseguire la pulizia subgingivale prima che siano trascorsi sei mesi dall'intervento per prevenire ogni danno ai tessuti immaturi. Potranno essere ripetute anche altre valutazioni della salute clinica, compresa placca, sanguinamento e gli indici di mobilità dentale.

CONTRAINDICAZIONI:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane è contraindicata nei pazienti affetti da:

- infezioni acute o ferite contaminate della cavità orale
- nota allergia al collagene di origine animale o ad altri prodotti di origine bovina
- patologie renali, epatiche, cardiache, endocrine, ematologiche, autoimmuni o sistemiche clinicamente significative che a giudizio del medico compromettano la sicurezza dell'impianto o la probabile guarigione.

AVVERTENZA:

Durante lo screening dei pazienti, i medici prestino particolare attenzione ad allergie note al collagene o ai prodotti di origine bovina. Sono state osservate reazioni di sensibilità con l'utilizzo di altri prodotti contenenti collagene bovino; esiste quindi la possibilità che si sviluppi una reazione di sensibilità locale alla 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane.

PRECAUZIONI:

Come è consuetudine per tutti gli interventi chirurgici, esercitare cautela nel trattare pazienti in situazioni cliniche compromesse quali quelli sottoposti da lungo tempo a terapia steroidica o che siano assunzione anticoagulanti. I pazienti affetti da patologie sistemiche significative con storia clinica di reazioni allergiche, patologie autoimmuni, diabete non controllato o ipertensione grave non sono soggetti idonei all'impianto della membrana, pertanto per questi la sicurezza e l'efficacia non sono state determinate. Sicurezza ed efficacia non sono state determinate anche per le donne in stato di gravidanza e/o nei pazienti che manifestino difetti gravissimi caratterizzati da scarsità dei tessuti periodontali ed/od ossei. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane non deve essere sterilizzata. Eliminare tutte le confezioni aperte e inutilizzate di 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane. La stabilità in vivo può risultare degradata se viene sterilizzata nuovamente. In caso di riutilizzo possono verificarsi contaminazioni crociate. Non utilizzare il prodotto se la barriera sterile o la confezione sono compromesse.

EFFETTI INDESIDERATI:

Le possibili complicanze che possono verificarsi negli interventi di chirurgia dentale comprendono infezioni, rigonfiamento del tessuto intraorale, sensibilità al calore, recessione gengivale, eccessivo sanguinamento gengivale, lembo necrotico, riassorbimento o fissazione (anchilosi) con perdita di altezza delle creste alveolari, dolore o complicazioni associate all'uso dell'anestesia. Per alcuni giorni possono verificarsi disagi di lieve entità.

SICUREZZA:

Il prodotto viene prodotto con tendine d'Achille bovine, classificato come tessuto immune da infettività riconducibile a Encefalopatia Spongiforme Bovina, ESB (ai sensi delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità). Il tendine bovino è riconosciuto come una delle fonti più ricche di collagene di tipo I disponibile in commercio. Il processo di produzione è conforme alla normativa europea e internazionale e il trattamento di tessuto animale e il trattamento di germi patogeni dell'encefalopatia spongiforme (ES). Il processo prevede il trattamento con idrossido di sodio, che è il metodo riconosciuto per l'inattivazione dei germi patogeni dell'ESB. Un laboratorio indipendente ha condotto uno studio sull'inattivazione virale nel processo di preparazione del prodotto. In questo studio sono state valutate le fasi principali della preparazione, per determinare la rispettiva capacità di inattivare i seguenti ceppi virali: diarrea virale bovina (BVDV) (virus con involucro) e parvovirus del suino (virus nudo). I risultati dello studio hanno rivelato che ciascuna delle fasi di preparazione valutate, compreso il trattamento con idrossido di sodio, è efficace per l'inattivazione di questi virus.

CONSERVAZIONE:

Il prodotto va conservato a temperatura ambiente. Evitare il caldo e l'umidità eccessivi.

FORNITURA E CONFEZIONE:

Una (1) membrana per confezione

- RSB 15mm x 20mm
- RSB 20mm x 30mm
- RSB 30mm x 40mm

ATTENZIONE

Le leggi federali statunitensi limitano la vendita di questo dispositivo ai soli medici o su prescrizione medica od odontoiatrica.

Significato dei simboli che:

- Non utilizzare il prodotto se la barriera sterile o la confezione sono compromesse.
- Data di scadenza
- Non riutilizzare
- Vedere le istruzioni per l'uso
- Numero di lotto
- Solo su prescrizione
- Numero di catalogo
- Limite di temperatura

Sterilizzato mediante irradiazione

Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 93/42/EEC per i dispositivi medici

SP INSTRUCCIONES DE USO

4BONE™ RSB RESORBABLE COLLAGEN BARRIER MEMBRANE

APLICACIONES:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane es un material de colágeno bioresorbible e implantable indicado para usarlo en procedimientos de cirugía periodontal y/o dental como material a colocar en el área de los defectos periodontales, del implante dental, o la reconstrucción del cresta para ayudar a la curación de la herida tras la cirugía.

DESCRIPCIÓN:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane es una matriz membranosa blanca, no friable, creada con tendón de Aquiles de origen bovino. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane es resorbible, lo que elimina la necesidad de un segundo procedimiento quirúrgico que, normalmente, resulta necesario para eliminar una membrana no resorbible. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane presenta morfológicamente una serie de fibras a trama densa y orientada para conferir resistencia mecánica. Los estudios de permeabilidad macromolecular han demostrado que la membrana es permeable a las macromoléculas. Su porosidad es tal que retrasa de forma eficaz el crecimiento epitelial de la parte inferior y evita la migración de células conexas de la encía hacia el lugar de la herida. Las propiedades de semipermeabilidad de la membrana permiten el intercambio de nutrientes esenciales para la curación de las heridas. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane se entrega estéril, es no pirógeno y de un solo uso.

ADMINISTRACIÓN:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane se presenta en una bolsa doble esterilizada. La bolsa exterior debe abrirse con cuidado, permitiendo que la bolsa interior se coloque en un campo estéril. La membrana debe quitarse de la bolsa interior con guantes o instrumentos esterilizados. El defecto periodontal o defecto óseo se expone mediante un colgajo mucoperiosteal y se realizan procedimientos quirúrgicos básicos (por ejemplo, curetaje). El médico debe realizar un desbridamiento minucioso y un buen aislamiento del defecto. Para rellenar el defecto se puede usar material que crece espacio, como hueso autólogo, matriz de hueso demineralizado y materiales cerámicos. Debe conservarse la mayor cantidad de tejido posible para permitir la cicatrización primaria de la herida y el correcto posicionamiento de los bordes. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane puede colocarse seca o hidratada. Si el médico prefiere las características de manipulación del colágeno hidratado, la membrana puede hidratarse en agua esterilizada o solución salina durante aproximadamente cinco minutos antes de la colocación definitiva. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane puede recortarse para adaptarse al tamaño y la forma del defecto, en estado seco o húmedo, con tijeras afiladas y esterilizadas. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane debe solapar las paredes del defecto 2mm como mínimo para permitir un contacto óseo completo y evitar la invasión del tejido conectivo de la cavidad oral. La fijación de la membrana puede ser apropiada para los diversos casos. La membrana debe ser fijada sobre un campo estéril. La membrana debe ser fijada con suturas absorbibles y una aguja no cortante. Las tachuelas resorbibles también pueden utilizarse para fijar la membrana. El colgajo mucoperiosteal se sutura por encima de la membrana de colágeno y la herida debe cerrarse completamente para evitar una reabsorción acelerada debido a la exposición de la membrana.

CONSERVACIÓN:

El producto va conservado a temperatura ambiente. Evitar el calor y la humedad excesivos.

FORNITURA Y CONFECCIÓN:

Una (1) membrana por confezione

- RSB 15mm x 20mm
- RSB 20mm x 30mm
- RSB 30mm x 40mm

ATENCIÓN

Las leyes federales estadounidenses limitan la venta de este dispositivo a los médicos o a su prescripción médica o odontológica.

PROCEDIMIENTOS POSTOPERATORIOS:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane es totalmente resorbible y no debe quitarse. Los pacientes deben enjuagarse con un agente antimicrobiano, como el gluconato de clorhexidina (Peridex) dos veces al día durante las cuatro semanas posteriores a la cirugía. Empezando 24 horas después de la cirugía, el lugar de la herida también puede limpiarse con un aplicador con punta ovalada que se haya sumergido en el agente antimicrobiano. El paciente no debe cepillar la zona tratada durante las dos semanas posteriores a la cirugía. Después de este período, se podrá indicar al paciente que cepille suavemente la zona con un cepillo de dientes blando. No debe usarse hilo dental antes de que transcurran cuatro semanas desde la cirugía. Se puede llevar a cabo raspados coronales y profilaxis de las coronas a partir de seis semanas después de la cirugía. El paciente podrá volver a su rutina normal de higiene bucal. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane se absorbe completamente entre 26 y 38 semanas después de la cirugía. Sin embargo, no debe realizarse ninguna exploración ni un raspado subgingival antes de que pasen seis meses desde la cirugía para evitar daños en los tejidos inmaduros. Pueden repetirse otras evaluaciones de salud clínica, incluyendo los índices de placa, sangrado y movilidad de dientes.

CONTRAINDICACIONES:

4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane está contraindicada en los pacientes que presentan:

- infecciones agudas o herida contaminada en la cavidad bucal
- alergia conocida al colágeno de origen animal u otros productos derivados de bovino
- enfermedades renales, hepáticas, cardíacas, endocrinas, hematológicas, auto inmunes o sistémicas clínicamente importantes que, en la opinión del médico, vayan a evitar una colocación segura o una buena curación.

ADVERTENCIA:

Para advertir cualquier alergia conocida al colágeno o a productos derivados del bovino, los médicos deben tener cuidado al examinar a sus pacientes. Se han constatado reacciones de hipersensibilidad con el uso de otros productos que contienen colágeno bovino, por lo que existe la posibilidad de desarrollar una sensibilidad local como respuesta a 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane.

PRECAUCIONES:

Al igual que con todos los procedimientos quirúrgicos, debe tenerse cuidado al tratar pacientes médicamente delicados, como los pacientes que recibían una terapia de esteroides a largo plazo o que estén tomando anticoagulantes en ese momento. A los pacientes con enfermedades sistémicas clínicamente importantes, que presenten un historial de reacciones anafilácticas, enfermedades auto inmunes, diabetes no controlada o hipertensión grave no se les ha colocado la membrana. Por lo tanto, no se ha determinado su seguridad ni eficacia en dichos pacientes. Tampoco se ha evaluado en mujeres embarazadas, niños ni pacientes que presenten defectos extremadamente graves con poca o ninguna dentadura. 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane no puede volver a esterilizarse. El producto 4BONE RSB Resorbable Collagen Barrier Membrane abierto y no utilizado debe eliminarse. La estabilidad in vivo podría verse afectada negativamente si se vuelve a esterilizar. Si se realiza podría provocar contaminación cruzada e infección. No utilice el producto si su barrera de esterilización o su envase presentan daños.

REACCIONES ADVERSAS:

Pueden ocurrir complicaciones en cualquier cirugía dental, incluyendo infección, hinchazón del tejido intraoral, sensibilidad térmica, recesión de la encía, sangrado excesivo de las encías, desprendimiento de colgajos, resorción o anquilosis, con pérdida de altura del hueso crestal, dolor o complicaciones relacionados con el uso de anestesia. Pueden darse molestias menores durante unos días.

SEGURIDAD:

El producto se fabrica con el tendón de Aquiles bovino, clasificado como tejido sin infectividad detectada de encefalopatía espongiforme bovina (Directrices de la Organización Mundial de la Salud). El tendón bovino es reconocido como una de las fuentes más ricas de colágeno tipo I disponible comercialmente. El proceso de fabricación del producto cumple con las normas europeas y normas internacionales en materia de fuentes, manejo e inactivación de patógenos de Encefalopatía Espongiforme (EE) de tejido animal. Este proceso implica un tratamiento con hidróxido de sodio, método reconocido de inactivación de patógenos EE. Un laboratorio independiente realizó un estudio de inactivación viral del proceso de fabricación del producto. En dicho estudio, se evaluaron los procedimientos de preparación del producto para determinar su capacidad de inactivación de las siguientes cepas virales: Diarrea Viral Bovina (virus envuelto) y Parvovirus Porcino (virus no envuelto). Los resultados del estudio demostraron que cada una de los pasos de fabricación evaluados, que incluyen el tratamiento con hidróxido de sodio, es eficaz en la desactivación de estos virus.

ALMACENAMIENTO:

Guarde el producto a temperatura ambiente. Evite un exceso de calor y de humedad.

MODO DE SUMINISTRO:

- Una (1) membrana por paquete
- RSB 15mm x 20mm
- RSB 20mm x 30mm
- RSB 30mm x 40mm

PRECAUCIÓN

La ley federal (EE.UU.) exige la receta de un médico o dentista para la venta de este dispositivo.

Símbolos de etiquetado:

- No utilice el producto si su barrera de esterilización o su envase presentan daños.
- Número de lote
- Sólo con receta
- Número de catálogo
- Límites de la temperatura

Método de esterilización usando irradiación

El producto cumple los requisitos de la Directiva 93/42/EEC sobre dispositivos médicos